

Cyclohexanone AGR - Specification sheet
 Ciclohexanona AGR - Hoja de especificaciones
 Cyclohexanone AGR - Fiche de spécifications
 Cicloesanone AGR - Scheda tecnica
 Cyclohexaan AGR - Productgegevens
 Cyclohexanon AGR - Datenblatt

Formula: $C_6H_{10}O$
 M.W: 98,15
 CAS: 108-94-1
 EC: 203-631-1
 EC INDEX: 606-010-00-7
 UN: 1915
 IMDG 3 III UN 1915
 ADR: 3 III UN 1915 (D/E)
 IATA 3 III UN 1915
 H : H226;H302;H312;H332;H315;H318
 P : P102-P202

SPECIFICATIONS

Appearance	Clear colourless liquid
Assay	"e 99.5%
Iron (Fe)	"d 0.0001%
Density at 20°C	0.945 - 0.947 g/ml
Refractive index	1.450 - 1.451
Water (H_2O)	"d 0.2%
Acidity (Acetic acid CH_3COOH)	"d 0.02%
Copper (Cu)	"d 0.00005%
Cyclohexane (C_6H_{12})	"d 0.001%
Cyclohexanol ($C_6H_{12}O$)	"d 0.2%
Lead (Pb)	"d 0.00005%
Non-volatile matter	"d 0.02%

NoteMaterial Safety Data Sheets and Certificates of Analysis are downloadable from www.labbox.com. Disclaimer: Labkem chemical products are exclusively for use by trained and experienced users. These chemical products may be dangerous. Please follow the instructions mentioned on the Material Safety Data Sheets. Due to shipping regulations, all products may not be available in all countries.

NotaFichas de Seguridad y Certificados de Análisis disponibles gratuitamente en www.labbox.com. Atención: los productos químicos son para uso exclusivo de laboratorio profesional por parte de usuarios debidamente formados y cualificados. Los productos químicos pueden ser peligrosos, respete las instrucciones indicadas en la Ficha de Seguridad y los requisitos de transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes.

RemarqueFiches de Sécurité et Certificats d'Analyses téléchargeables sur www.labbox.com. Attention : les produits chimiques labkem sont réservés exclusivement à l'usage professionnel par des utilisateurs formés et qualifiés. Les produits chimiques peuvent être dangereux, respectez les instructions contenues dans les fiches de sécurité. En raison des réglementations de transport ou de normes spéciales, certains produits chimiques peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés ou pour tous les types de clients.

NotaSchede di sicurezza e certificati di analisi disponibili gratuitamente su www.labbox.com. Attenzione: le sostanze chimiche sono ad uso esclusivo di laboratorio e per l'uso professionale da parte di utenti adeguatamente formati e qualificati. I prodotti chimici possono essere pericolosi, rispettare le istruzioni riportate nella scheda di sicurezza. A causa di normative speciali applicabili, alcune sostanze chimiche potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati o per tutte le tipologie di clienti.

AnmerkungSicherheitssdatenblätter und Analysenachweise stehen kostenlos auf www.labbox.com zur Verfügung. Wichtiger Hinweis: Die Chemikalien sind ausschließlich für Laborgebrauch und nur zur professionellen Nutzung durch geschultes Personal vorgesehen. Chemische Produkte können gefährlich sein, befolgen Sie bitte die Anweisungen in den Sicherheitsdatenblättern. Aufgrund von Transportbeschränkungen oder anderen Vorschriften können nicht alle chemischen Produkte auf allen Märkten oder für alle Kundentypen verfügbar sein.

NB:Veiligheidsdocumenten en analysecertificaten zijn gratis verkrijgbaar op www.labbox.com: chemicaliën zijn uitsluitend voor laboratoriumgebruik en voorbehouden voor opgeleide en gekwalificeerde gebruikers. Chemicaliën zijn gevaarlijk, volg de instructies volgens het veiligheidsdocument. Wegens vervoersbeperkingen of lokale voorschriften is het mogelijk dat bepaalde chemicaliën niet op alle markten of voor alle klanten beschikbaar zijn.