

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : PUNTAS DE PP PARA MICROPIPETA 100 - 1000 µl STANDARD LINE****Descripción :** Puntas sueltas en bolsas. Tres modelos disponibles: tipo Gilson (especialmente diseñada para Gilson Pipetman), tipo Eppendorf (compatible con Eppendorf, Socorex, Nichiryo Biohit, Brand) y tipo universal (compatibles con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex)

Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIPC-1K0-500	tipo Gilson, azules (A)	500
TIPC-1K1-500	tipo Eppendorf, azules (B)	500
TIPP-1K2-500	tipo universal, azules (C)	500
TIPC-1K0-10K	tipo Gilson, azules (A)	20 x 500
TIPC-1K1-10K	tipo Eppendorf, azules (B)	20 x 500
TIPP-1K2-10K	tipo universal, azules (C)	20 x 500

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-1K0-500	0,8	0,35	90269000	08434868110670
TIPC-1K1-500	0,8	0,15	90269000	08434868110663
TIPP-1K2-500	10,8	0,43	90269000	08434868083974
TIPC-1K0-10K	16	6,99	90269000	18434868110677
TIPC-1K1-10K	16	3,00	90269000	18434868110660
TIPP-1K2-10K	216	8,34	90269000	18434868083971

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

OTROS DATOS TÉCNICOS

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

GENERAL INFORMATION**Product name : MICROPIPETTE TIPS, POLYPROPYLENE, 100 - 1000 µl *STANDARD LINE*****Description :** Loose tips in bags. Three models available: Gilson type (specially designed for Gilson Pipetman), Eppendorf type (compatible with Eppendorf, Socorex, Nichiryo Biohit, Brand) and Universal type (compatible with EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex)

Autoclavability



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIPC-1K0-500	Gilson type, blue (A)	500
TIPC-1K1-500	Eppendorf type, blue (B)	500
TIPP-1K2-500	universal type, blue (C)	500
TIPC-1K0-10K	Gilson type, blue (A)	20 x 500
TIPC-1K1-10K	Eppendorf type, blue (B)	20 x 500
TIPP-1K2-10K	universal type, blue (C)	20 x 500

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-1K0-500	0,8	0,35	90269000	08434868110670
TIPC-1K1-500	0,8	0,15	90269000	08434868110663
TIPP-1K2-500	10,8	0,43	90269000	08434868083974
TIPC-1K0-10K	16	6,99	90269000	18434868110677
TIPC-1K1-10K	16	3,00	90269000	18434868110660
TIPP-1K2-10K	216	8,34	90269000	18434868083971

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

MORE TECHNICAL DATA

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : POINTE EN POLYPROPYLENE POUR MICROPIPETTE 100 - 1000 µl *STANDARD LINE***Description :** Pointe en vrac en sachet. Trois modèles disponibles : type Gilson (spécialement conçu pour Gilson Pipetman), type Eppendorf (compatible avec Eppendorf, Socorex, Nichiryo Biohit, Brand) et type universel (compatible avec EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex)

Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIPC-1K0-500	type Gilson, bleue (A)	500
TIPC-1K1-500	type Eppendorf, bleue (B)	500
TIPP-1K2-500	type universel, bleue (C)	500
TIPC-1K0-10K	type Gilson, bleue (A)	20 x 500
TIPC-1K1-10K	type Eppendorf, bleue (B)	20 x 500
TIPP-1K2-10K	type universel, bleue (C)	20 x 500

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-1K0-500	0,8	0,35	90269000	08434868110670
TIPC-1K1-500	0,8	0,15	90269000	08434868110663
TIPP-1K2-500	10,8	0,43	90269000	08434868083974
TIPC-1K0-10K	16	6,99	90269000	18434868110677
TIPC-1K1-10K	16	3,00	90269000	18434868110660
TIPP-1K2-10K	216	8,34	90269000	18434868083971

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

MORE TECHNICAL DATA

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PUNTALE IN PP PER MICROPIPETTE 100-1000 µl STANDARD LINE**Descrizione** : Sfuso, in sacchetto richiudibile. Tre modelli disponibili: tipo Gilson (specificamente progettato per Gilson Pipetman), tipo Eppendorf (compatibile con Eppendorf, Socorex, Nichiryo Biohit, Brand) e tipo universale (compatibile con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex)

Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIPC-1K0-500	tipo Gilson, blu (A)	500
TIPC-1K1-500	tipo Eppendorf, blu (B)	500
TIPP-1K2-500	tipo universale, blu (C)	500
TIPC-1K0-10K	tipo Gilson, blu (A)	20 x 500
TIPC-1K1-10K	tipo Eppendorf, blu (B)	20 x 500
TIPP-1K2-10K	tipo universale, blu (C)	20 x 500

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-1K0-500	0,8	0,35	90269000	08434868110670
TIPC-1K1-500	0,8	0,15	90269000	08434868110663
TIPP-1K2-500	10,8	0,43	90269000	08434868083974
TIPC-1K0-10K	16	6,99	90269000	18434868110677
TIPC-1K1-10K	16	3,00	90269000	18434868110660
TIPP-1K2-10K	216	8,34	90269000	18434868083971

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

PIÙ DATI TECNICI

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : TIPS VOOR MICROPIPETTEN VAN PP 100 - 1000 µl STANDARD LINE**Beschrijving :** Losse tips in zakjes. Drie modellen beschikbaar: type Gilson (speciaal ontworpen voor Gilson Pipetman), type Eppendorf (compatibel met Eppendorf, Socorex, Nichiryo Biohit, Brand) en universeel type (compatibel met EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpiquette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex)

Autoclaveerbaar



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TIPC-1K0-500	type Gilson, blauw (A)	500
TIPC-1K1-500	type Eppendorf, blauw (B)	500
TIPP-1K2-500	type universeel, blauw (C)	500
TIPC-1K0-10K	type Gilson, blauw (A)	20 x 500
TIPC-1K1-10K	type Eppendorf, blauw (B)	20 x 500
TIPP-1K2-10K	type universeel, blauw (C)	20 x 500

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-1K0-500	0,8	0,35	90269000	08434868110670
TIPC-1K1-500	0,8	0,15	90269000	08434868110663
TIPP-1K2-500	10,8	0,43	90269000	08434868083974
TIPC-1K0-10K	16	6,99	90269000	18434868110677
TIPC-1K1-10K	16	3,00	90269000	18434868110660
TIPP-1K2-10K	216	8,34	90269000	18434868083971

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PIPETTENSPITZEN AUS PP FÜR MIKROLITERPIPETTEN, 100 – 1000 µl STANDARD LINE**Beschreibung** : Lose Pipettenspitzen in Beuteln. Drei Modelle verfügbar: Typ Gilson (speziell entworfen für Gilson Pipetman), Typ Eppendorf (kompatibel mit Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand) und universeller Typ (kompatibel mit EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex).

Autoklavierbar



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
TIPC-1K0-500	Typ Gilson, blau (A)	500
TIPC-1K1-500	Typ Eppendorf, blau (B)	500
TIPP-1K2-500	Typ universell, blau (C)	500
TIPC-1K0-10K	Typ Gilson, blau (A)	20 x 500
TIPC-1K1-10K	Typ Eppendorf, blau (B)	20 x 500
TIPP-1K2-10K	Typ universell, blau (C)	20 x 500

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-1K0-500	0,8	0,35	90269000	08434868110670
TIPC-1K1-500	0,8	0,15	90269000	08434868110663
TIPP-1K2-500	10,8	0,43	90269000	08434868083974
TIPC-1K0-10K	16	6,99	90269000	18434868110677
TIPC-1K1-10K	16	3,00	90269000	18434868110660
TIPP-1K2-10K	216	8,34	90269000	18434868083971

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.

WEITERE TECHNISCHE DATEN

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05