

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PUNTAS DE PP PARA MICROPIPETA, 20 µl PREMIUM LINE

Descripción : Puntas de alta calidad especialmente diseñadas para alcanzar el fondo de microtubos estrechos. Graduadas. Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR. Compatibles con EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP y Nichiryo. Presentadas en racks estériles de polipropileno y en bolsas de 1000 puntas no estériles. Color natural. Certificado de esterilización incluido, disponible en la web



Esterilizable en autoclave a 121°



Libre de DNAsa y RNAsa



Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIAD-02N-096	20 µl estériles en rack	96
TIAD-02N-1K0	20 µl no estériles en bolsa	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-02N-096	0,648	0,09	90269000	08434868110496
TIAD-02N-1K0	0,84	0,12	90269000	08434868110489

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION**Product name : MICROPIPETTE TIPS, POLYPROPYLENE, 20 µl *PREMIUM LINE***

Description : High quality tips specifically designed to reach the bottom of narrow microtubes. Graduated. Human DNA-free and certified free from DNase, RNase and PCR inhibitors. Compatible with EASY, Gilson, HTL, Biohit, CAPP and Nichiryo micropipettes. Packaged in sterile polypropylene racks and bags of 1000 non-sterile tips. Natural color. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)



Autoclavability



DNAsa and RNAsa free



Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIAD-02N-096	20 µl long type sterile in rack	96
TIAD-02N-1K0	20 µl long type non sterile in bag	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-02N-096	0,648	0,09	90269000	08434868110496
TIAD-02N-1K0	0,84	0,12	90269000	08434868110489

PRODUCT PHOTO

MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : POINTE EN POLYPROPYLENE POUR MICROPIPETTE, 20 µl *PREMIUM LINE*

Description : Pointe de haute qualité, spécialement conçue pour atteindre le fond des microtubes étroits. Graduée. Sans ADN humain et certifiée sans DNase, RNase et inhibiteur de PCR. Compatible avec EASY, Gilson, HTL, Biohit, CAPP et Nichiryo. Présentée en rack stérile en polypropylène et en sachet de 1000 pointes non stériles. Couleur naturelle. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com



Autoclavable



Certifié sans DNase et RNase



Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIAD-02N-096		96
TIAD-02N-1K0		1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-02N-096	0,648	0,09	90269000	08434868110496
TIAD-02N-1K0	0,84	0,12	90269000	08434868110489

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PUNTALE IN PP PER MICROPIPETTA, 20 µl PREMIUM LINE

Descrizione : Puntale di alta qualità appositamente progettati per raggiungere il fondo di microprovette strette. Graduato. Privo di DNA umano e certificato come privo di DNase, RNAase e inibitori di PCR. Compatibile con EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP e Nichiryo. Presentato in rack sterili in polipropilene e in sacchetti da 1000 puntali non sterili. Colore naturale. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito www.labbox.com)



Autoclavabile



Certificati come prive di DNase e RNAse



Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIAD-02N-096	20 µl sterili in rack	96
TIAD-02N-1K0	20 µl non sterili in busta	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-02N-096	0,648	0,09	90269000	08434868110496
TIAD-02N-1K0	0,84	0,12	90269000	08434868110489

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : TIPS VOOR MICROPIPETTEN VAN PP, 20 µl PREMIUM LINE

Beschrijving : Hoogwaardige tips met filter speciaal ontworpen om de onderkant van nauwe microbuisjes te bereiken. Met schaalverdeling. Vrij van menselijk DNA en gecertificeerd vrij van DNase, RNase en PCR-remmers. Compatibel met EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP en Nichiryo. Gepresenteerd in steriele polypropyleen rekken en in zakken van 1000 niet-steriele tips. Natuurlijke kleur. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van www.labbox.com)



Autoclaveerbaar



Vrij van DNase en RNase



Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TIAD-02N-096	20 µl steriel in rek	96
TIAD-02N-1K0	20 µl unsteriel in zak	1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-02N-096	0,648	0,09	90269000	08434868110496
TIAD-02N-1K0	0,84	0,12	90269000	08434868110489

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PIPETTENSPITZEN AUS PP FÜR MIKROLITERPIPETTEN, 20 µL PREMIUM LINE

Beschreibung : Hochwertige Spitzen, insbesondere entwickelt, um den Boden von schmalen Mikroreaktionsgefäßen zu erreichen. Graduiert. Frei von menschlicher DNA und geprüft DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren-frei. Kompatibel mit EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP und Nichiryo. In sterilen Racks aus Polypropylen und in Beuteln mit 1000 unsterilen Pipettenspitzen. Farblos. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).



Autoklavierbar



Zertifiziert DNase- und RNase-frei



Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
TIAD-02N-096	schmal, 20 µl, lang, steril, in Rack	96
TIAD-02N-1K0	schmal, 20 µl, lang, unsteril, in Beutel	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-02N-096	0,648	0,09	90269000	08434868110496
TIAD-02N-1K0	0,84	0,12	90269000	08434868110489

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.