

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : SISTEMA DE ELECTROFORESIS VERTICAL**

Descripción : Usado para la separación de moléculas en geles de poliacrilamida (PAGE). Material acrílico de alta calidad de una sola pieza. Los cables de alimentación están fijados a la tapa con conector tipo banana. Función de auto-apagado en caso de retirar la tapa. Incluye todos los componentes necesarios; soporte, peines, placas de vidrio, espaciadores



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia

vol (cm3)

kg

TARIC

GTIN

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : VERTICAL ELECTROPHORESIS SYSTEM**

Description : Used for the separation of molecules in polyacrylamide gels (PAGE). High quality acrylic material manufactured in one piece. The power cables are fixed to the cover with banana-type plug. Auto-switch off function in case of removing the lid. Includes all the necessary components; tank, combs, glass plates, spacers



Complies with the specifications defined in the European directive

PACKAGING AND LOGISTICS

reference

vol (cm3)

kg

TARIC

GTIN

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : SYSTÈME D'ÉLECTROPHORÈSE VERTICAL

Description : Utilisé pour la séparation de molécule en gel de polyacrylamide (PAGE). Fabriqué d'un seul bloc en acrylique de haute qualité, avec couvercle transparent. Câbles d'alimentation fixés au couvercle avec connecteur de type banane : extinction automatique si on retire le couvercle. Inclut tous les accessoires nécessaires : support, peignes, plaques en verre et espaceurs



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence

vol (cm3)

kg

TARIC

GTIN

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SISTEMA PER ELETTROFORESI VERTICALE

Descrizione : Utilizzato per la separazione di molecole su gel di poliacrilammide (PAGE). Materiale acrilico di alta qualità prodotto in un solo pezzo. I cavi di alimentazione sono fissati al coperchio con connettore a banana. Funzione spegnimento automatico in caso di rimozione del coperchio. Include tutti i componenti necessari; supporto, pettini, lastre di vetro, distanziatori



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza

vol (cm3)

kg

TARIC

GTIN

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 12/12/2025
Ref. Doc.: PDS-1464

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : VERTICAAL ELEKTROFORESESYSTEEM

Beschrijving : Gebruikt voor de scheiding van moleculen in polyacrylamidegels (PAGE). Hoogwaardig acrylmateriaal uit één stuk. De stroomkabels worden met een banaanstekker aan de dop bevestigd. Automatische uitschakelfunctie bij het verwijderen van het deksel. Bevat alle benodigde componenten; houder, kammen, glasplaten, tussenstukjes



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie


vol (cm3)

kg

TARIC

GTIN

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ELEKTROPHORESEKAMMER, VERTIKAL

Beschreibung : Verwendet zum Auftrennen von Molekülen in Polyacrylamidgel (PAGE). Hochwertiges Acrylmaterial aus einem Guss. Die Versorgungskabel sind am Deckel mit einem Konnektor befestigt. Automatische Abschaltfunktion bei Abnahme des Deckels. Beinhaltet alle notwendigen Komponenten: Träger, Kämme, Glasplatten, Spacer.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
----------	-----------	----	-------	------

PRODUKTFOTO

