

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : AGITADOR MECÁNICO ORBITAL, CON PANTALLA DIGITAL Y FUNCIÓN DE TIEMPO, ORB-B2

Descripción : Dos pantallas LED que muestran tiempo y velocidad. Función temporizador (1min-19h59min). Velocidad regulable entre 40 y 200 rpm. Diámetro orbital de 20 mm. Dimensiones plataforma antideslizante: 268 x 268 mm. Capacidad de carga de 2 kg. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones (L x A x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado de protección IP21. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto


DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SHKB-201-001	agitador mecánico básico LBX Orb-B2	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-201-001	12,5844	3,10	84798200	08434868097179

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : ORBITAL SHAKER WITH DIGITAL SCREEN AND TIMING FUNCTION, ORB-B2

Description : Two LED screens that show time and speed. Timer function (1min-19h59min). Speed adjustable between 40 and 200 rpm. Orbital diameter of 20 mm. Non-slip platform dimensions: 268 x 268 mm. Load capacity of 2 kg. DC Brushless motor, maintenance free. Dimensions (W x D x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection grade IP21. Warranty 2 years

Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product


TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SHKB-201-001	basic orbital shaker, LBX Orb-B2	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-201-001	12,5844	3,10	84798200	08434868097179

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : AGITATEUR ORBITAL, NUMÉRIQUE AVEC MINUTERIE, ORB-B2

Description : Deux écrans LCD permettant de voir le temps et la vitesse. Fonction minuterie (1 min - 19 h 59 min). Vitesse réglable entre 40 et 200 rpm. Diamètre orbital : 20 mm. Capacité de charge : 2 kg. Dimensions plateforme antidérapante : 268 x 268 mm. Moteur Brushless sans entretien. Dimensions (L x P x h) : 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection IP21. Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit


DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SHKB-201-001	agitateur orbital basique, LBX Orb-B2	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-201-001	12,5844	3,10	84798200	08434868097179

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : AGITATORE MECCANICO ORBITALE, CON DISPLAY DIGITALE E FUNZIONE TIMER, ORB-B2**Descrizione** : Due display LED che mostrano tempo e velocità. Funzione timer (1 min - 19 h 59 min). Velocità regolabile tra 40 e 200 rpm. Diametro orbitale di 20 mm. Dimensioni della piattaforma antiscivolo: 268 x 268 mm. Capacità di carico di 2 kg. Motore brushless, esente da manutenzione. Dimensioni (L x A x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado di protezione IP21. Garanzia 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto


DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SHKB-201-001	agitatore meccanico di base, LBX Orb-B2	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-201-001	12,5844	3,10	84798200	08434868097179

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 20/01/2026
Ref. Doc.: PDS-1659

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ORBITALE SCHUDDER MET DISPLAY EN TIMER, ORB-B2

Beschrijving : Twee LED-displays met tijd- en snelheidsweergave. Timerfunctie (1 min - 19 h 59 min). Toerental instelbaar tussen 40 en 200 rpm. Schudamplitude: 20 mm. Afmetingen antislipplatform: 268 x 268 mm. Laadvermogen: 2 kg. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Afmetingen (L x B x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21. Garantie 2 jaar

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SHKB-201-001	mechanische orbitale schudder, LBX, Orb-B2	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-201-001	12,5844	3,10	84798200	08434868097179

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : SCHÜTTLER, MECHANISCH, ORBITAL, MIT DISPLAY UND TIMER, ORB-B2

Beschreibung : Zwei LED-Displays mit Zeit- und Drehzahlanzeige. Timerfunktion (1 min - 19 h 59 min). Drehzahl regulierbar zwischen 40 und 200 min⁻¹. Schüttelamplitude: 20 mm. Maße der rutschfesten Plattform: 268 x 268 mm. Beladungskapazität: 2 kg. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Maße (L x B x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21. Garantie 2 Jahre.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer

SHKB-201-001

Beschreibung

mechanischer Orbitalschüttler, LBX, Orb-1
B2

Stückzahl pro Artikel

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz

SHKB-201-001

vol (cm³)

12,5844

kg

3,10

TARIC

84798200

GTIN

08434868097179

PRODUKTFOTO

