

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Monitores microbiológicos**

Descripción : Unidades filtrantes estériles listas para usar apropiados para control microbiológico de diversa índole. Están compuestos por una base con membrana de MCE filtrante, pad absorbente de celulosa debajo, vaso graduado de 100 ml y tapa transparente con lupa. Membrana de 47 mm blanca removible. De un solo uso. Tras el filtrado, su base junto con la tapa pueden utilizarse como placa de Petri para realizar el cultivo. Esterilizados por radiación gamma y envasados individualmente en bolsa de polietileno de fácil apertura



Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	poro (µm)	descripción	unidades por ref.
MMCB-BF2-050	0,22		50
MMCB-BF4-050	0,45		50
MMCB-BF8-050	0,8		50
MMCB-BF1-050	1,0		50
MMCB-A01-001	-	Adaptador de silicona #8	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MMCB-BF2-050	0	0,00	84212980	08434868099029
MMCB-BF4-050	10	1,94	84212980	08434868099036
MMCB-BF8-050	0	0,00	84212980	08434868099043
MMCB-BF1-050	0	0,00	84212980	08434868099050
MMCB-A01-001	0,2275	0,04	39235090	08434868114012

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Microbiological monitors**

Description : Ready-to-use sterile filter units ideal for microbiological control of various kinds. Made up of a base with a filter MCE membrane, a cellulose absorbent pad underneath, a 100 ml graduated funnel and a lid with a magnifier. White non-welded membrane of 47 mm. Single use only. After filtering, its base together with the lid can be used as a Petri dish. Sterilized by gamma radiation and individually packed in an easy-open polyethylene bag



Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	pore (µm)	description	pcs/pack
MMCB-BF2-050	0,22		50
MMCB-BF4-050	0,45		50
MMCB-BF8-050	0,8		50
MMCB-BF1-050	1,0		50
MMCB-A01-001	-	Silicone adapter #8	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MMCB-BF2-050	0	0,00	84212980	08434868099029
MMCB-BF4-050	10	1,94	84212980	08434868099036
MMCB-BF8-050	0	0,00	84212980	08434868099043
MMCB-BF1-050	0	0,00	84212980	08434868099050
MMCB-A01-001	0,2275	0,04	39235090	08434868114012

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Entonnoirs de filtration avec membrane

Description : Unité de filtration stérile prête à l'emploi, idéale pour le contrôle microbiologique de divers types. Constituée d'une base avec membrane de MCE filtrante, un tampon de cellulose absorbant, un bécher gradué de 100 ml et un couvercle avec loupe. Membrane de 47 mm blanche amovible. Usage unique. Après filtration, base et couvercle peuvent être utilisés comme boîte de Pétri pour la culture. Stérilisé par rayons gamma. Emballé individuellement en sac de polyéthylène à ouverture facile



Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	pore(μm)	description	unités par ref.
MMCB-BF2-050	0,22		50
MMCB-BF4-050	0,45		50
MMCB-BF8-050	0,8		50
MMCB-BF1-050	1,0		50
MMCB-A01-001	-	Adaptateur en silicone #8	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MMCB-BF2-050	0	0,00	84212980	08434868099029
MMCB-BF4-050	10	1,94	84212980	08434868099036
MMCB-BF8-050	0	0,00	84212980	08434868099043
MMCB-BF1-050	0	0,00	84212980	08434868099050
MMCB-A01-001	0,2275	0,04	39235090	08434868114012



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Imbuto filtrante con membrane

Descrizione : Unità filtrante sterile pronta per l'uso, ideale per controllo microbiologico di vari tipi. Composta da una base con membrana filtrante di MCE, un tampone assorbente di cellulosa, un becher graduato da 100 ml e un coperchio con lente d'ingrandimento. Membrana bianca rimovibile di 47 mm. Monouso. Dopo la filtrazione, la base e il coperchio possono essere utilizzati come piastra di Petri per la coltura. Sterilizzata a raggi gamma e confezionata singolarmente in sacchetto di polietilene di facile apertura



Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	poro (µm)	descrizione	unità per ref.
MMCB-BF2-050	0,22		50
MMCB-BF4-050	0,45		50
MMCB-BF8-050	0,8		50
MMCB-BF1-050	1,0		50
MMCB-A01-001	-	Adattatore in silicone #8	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MMCB-BF2-050	0	0,00	84212980	08434868099029
MMCB-BF4-050	10	1,94	84212980	08434868099036
MMCB-BF8-050	0	0,00	84212980	08434868099043
MMCB-BF1-050	0	0,00	84212980	08434868099050
MMCB-A01-001	0,2275	0,04	39235090	08434868114012



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Microbiologische monitoren

Beschrijving : Gebruiksklare steriele filtereenheden, geschikt voor microbiologische controle van diverse aard. Samengesteld uit een basis met MCE-filtermembraan en cellulose-absorptiepad aan de onderkant, een maatbeker van 100 ml en een doorzichtig deksel met loop. Verwijderbaar wit membraan 47 mm. Voor eenmalig gebruik. Na filtratie kan de basis samen met het deksel worden gebruikt als petrischaaltje voor kweek. Gesteriliseerd door gammastraling en individueel verpakt in een gemakkelijk te openen polyethyleen verpakking



Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	porie (µm)	beschrijving	stuks per ref.
MMCB-BF2-050	0,22		50
MMCB-BF4-050	0,45		50
MMCB-BF8-050	0,8		50
MMCB-BF1-050	1,0		50
MMCB-A01-001	-	Siliconen adapter #8	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MMCB-BF2-050	0	0,00	84212980	08434868099029
MMCB-BF4-050	10	1,94	84212980	08434868099036
MMCB-BF8-050	0	0,00	84212980	08434868099043
MMCB-BF1-050	0	0,00	84212980	08434868099050
MMCB-A01-001	0,2275	0,04	39235090	08434868114012



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Filtrationseinheiten für die Mikrobiologie

Beschreibung : Sterile, gebrauchsfertige Filtrationseinheiten für verschiedene mikrobiologische Anwendungen. Bestehen aus einer Basis mit einer Filtriermembran, einem Absorptionspad aus Cellulose, einem graduierten 100 ml Trichter mit transparentem Deckel. Weiße Membran abnehmbar. Für den Einmalgebrauch. Nach der Filtration lassen sich die Basis und der Deckel als Petrischale verwenden. Sterilisiert durch Gammastrahlen und einzelverpackt in leicht zu öffnenden Polyethylen-Verpackungen. Mit fünf Silikonverbindungen. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).



Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Porengröße (µm)	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MMCB-BF2-050	0,22		50
MMCB-BF4-050	0,45		50
MMCB-BF8-050	0,8		50
MMCB-BF1-050	1,0		50
MMCB-A01-001	-	Silikonadapter #8	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MMCB-BF2-050	0	0,00	84212980	08434868099029
MMCB-BF4-050	10	1,94	84212980	08434868099036
MMCB-BF8-050	0	0,00	84212980	08434868099043
MMCB-BF1-050	0	0,00	84212980	08434868099050
MMCB-A01-001	0,2275	0,04	39235090	08434868114012

