

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BOMBA PERISTÁLTICA DISPENSADORA P10+ TOUCH

Descripción : Bomba peristáltica con función de dispensación y de transferencia continua. Pantalla táctil LCD y 2 modos inteligentes; modo de transmisión y de dosificación automática. Motor de bajo consumo y bajo nivel de ruido. Incluye accesorios como un pedal para control manual del flujo, tubo de silicona de dos metros y 10 mm de diámetro, dos válvulas de retención, dos conectores de plástico y una boquilla de llenado. 220v, 50 - 60 Hz. Compatible con protocolo de comunicación RS485/MODBUS. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	canales	caudal nominal	rango de velocidad	unidades por ref.
PUMP-30T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-32T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-33T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-60T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-62T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-63T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-30T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099111
PUMP-32T-001	12	5,25	90261021	08434868111622
PUMP-33T-001	12	5,25	90261021	08434868111639
PUMP-60T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099128
PUMP-62T-001	12	5,25	90261021	08434868111646
PUMP-63T-001	12	5,25	90261021	08434868111653

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : DISPENSING PERISTALTIC PUMP P10+ TOUCH**

Description : Peristaltic pump with continuous transfer and dispensing function. LCD touch screen and 2 smart modes; transmission and automatic dosing function. Low consumption and low noise motor. It includes accessories such as a pedal for manual flow control, two-meter-long and 10 mm diameter silicone tube, two check valves, two plastic connectors and a filling nozzle. 220v, 50-60 Hz. Compatible with RS485 / MODBUS communication protocol. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	dimensions (length x width x height)	channels	flow rate at atm. pres.	speed range	pcs/pack
PUMP-30T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-32T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-33T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-60T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-62T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-63T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-30T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099111
PUMP-32T-001	12	5,25	90261021	08434868111622
PUMP-33T-001	12	5,25	90261021	08434868111639
PUMP-60T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099128
PUMP-62T-001	12	5,25	90261021	08434868111646
PUMP-63T-001	12	5,25	90261021	08434868111653

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : POMPE PÉRISTALTIQUE DE DISTRIBUTION P10+ TOUCH

Description : Pompe péristaltique avec fonction de transfert et de distribution en continu. Écran tactile LCD et 2 modes intelligents: transmission et fonction de dosage automatique. Moteur silencieux, à faible consommation. Inclut des accessoires tels qu'une pédale pour le contrôle manuel du débit, un tuyau en silicone de 2 mètres de long et de 10 mm de diamètre, deux clapets anti-retour, deux connecteurs en plastique et une buse de remplissage. 220v, 50-60Hz. Compatible avec le protocole de communication RS485 / MODBUS. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	canaux	débit nominal	plage de vitesse	unités par ref.
PUMP-30T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-32T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-33T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-60T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-62T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-63T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-30T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099111
PUMP-32T-001	12	5,25	90261021	08434868111622
PUMP-33T-001	12	5,25	90261021	08434868111639
PUMP-60T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099128
PUMP-62T-001	12	5,25	90261021	08434868111646
PUMP-63T-001	12	5,25	90261021	08434868111653



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : POMPA DI EROGAZIONE PERISTALTICA P10+ TOUCH

Descrizione : Pompa peristaltica con funzione di erogazione e trasferimento continuo. Touchscreen LCD e 2 modalità intelligenti; trasmissione e funzione di dosaggio automatico. Motore a basso consumo e basso rumore. Include accessori come un pedale per il controllo manuale del flusso, un tubo in silicone di due metri e 10 mm di diametro, due valvole di ritegno, due connettori in plastica e un ugello di riempimento. 220v, 50-60 Hz. Compatibile con il protocollo di comunicazione RS485/MODBUS. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	canali	portata nominale	gamma di velocità	unità per ref.
PUMP-30T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-32T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-33T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-60T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-62T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-63T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-30T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099111
PUMP-32T-001	12	5,25	90261021	08434868111622
PUMP-33T-001	12	5,25	90261021	08434868111639
PUMP-60T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099128
PUMP-62T-001	12	5,25	90261021	08434868111646
PUMP-63T-001	12	5,25	90261021	08434868111653



Revisiedatum: 14/01/2026
Ref. Doc.: PDS-1685

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PERISTALTISCHE DOSEERPOMP P10+ TOUCH

Beschrijving : Peristaltische pomp met continue doseer- en overdrachtsfunctie. LCD- touchscreen en 2 verschillende standen; transmissie en automatische doseerfunctie. Motor met laag stroomverbruik en laag geluidsniveau. Inclusief toebehoren zoals een voetpedaal voor handmatige toevoerregeling twee meter lange silicone slang met een diameter van 10 mm, twee afsluitkleppen, twee plastic verbindingstukken en een vulmondstuk. 220v, 50-60 Hz. Compatibel met RS485/MODBUS-communicatieprotocol. Garantie 1 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	kanalen	nominale stroom	snelheidsbereik	stuks per ref.
PUMP-30T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-32T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-33T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-60T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-62T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-63T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-30T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099111
PUMP-32T-001	12	5,25	90261021	08434868111622
PUMP-33T-001	12	5,25	90261021	08434868111639
PUMP-60T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099128
PUMP-62T-001	12	5,25	90261021	08434868111646
PUMP-63T-001	12	5,25	90261021	08434868111653



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PERISTALTISCHE DOSIERPUMPE, P10+ TOUCH

Beschreibung : Peristaltische Pumpe mit Dosier- und kontinuierlicher Förderungsfunktion. LCD-Touchscreen und vier intelligente Modi: Übertragungsmodus, Zeitmodus, quantitativer Modus und kombinierter Modus (quantitativ/Zeit). Energiesparender Motor mit niedrigem Geräuschpegel. Mit Zubehör wie einem Pedal zur manuellen Flusskontrolle, Silikonschlauch 2 m Länge und 10 mm Durchmesser, zwei Rückschlagventile, zwei Plastikverbindungen und ein Füllstutzen. 220 V / 50-60 Hz. Kompatibel mit dem Kommunikationsprotokoll RS485/MODBUS. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Kanäle	Förderleistung	Drehzahlbereich	Stückzahl pro Artikel
PUMP-30T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-32T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-33T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-60T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-62T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-63T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-30T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099111
PUMP-32T-001	12	5,25	90261021	08434868111622
PUMP-33T-001	12	5,25	90261021	08434868111639
PUMP-60T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099128
PUMP-62T-001	12	5,25	90261021	08434868111646
PUMP-63T-001	12	5,25	90261021	08434868111653

