

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : BOTELLAS PARA MEDIOS DE CULTIVO**

Descripción : Fabricadas en PETG. Resistencia a temperaturas desde -80 °C hasta +60 °C. Tapón en HDPE. Transparentes, con permeabilidad reducida al CO₂ y al O₂. Graduaciones moldeadas para precisión. Libres de DNasa/RNasa y pirógenos. Esterilizadas por irradiación beta con un SAL de 10-6 (ISO11137) y fabricadas en sala limpia de clase 100,000, cumpliendo con las normas de calidad ISO13485 e ISO9001. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



Libre de DNasa y RNasa



Esterilizado por radiación beta

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	unidades por ref.
MDBT-125-024	125 ml	24
MDBT-250-024	250 ml	24
MDBT-500-024	500 ml	24
MDBT-1K0-024	1000 ml	24

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
MDBT-125-024	8,228	1,39	39269097	08434868107281
MDBT-250-024	3,64	0,45	39269097	08434868107243
MDBT-500-024	26,112	2,80	39269097	08434868107250
MDBT-1K0-024	64,5	5,61	39269097	08434868107267

FOTO DEL PRODUCTO

OTROS DATOS TÉCNICOS

Reference	Capacity (ml)	Bottle neck ID (mm)	Bottle width (mm)	Height with cap (mm)
MDBT-125-024	125	28,6	53,0	106,5
MDBT-250-024	250	28,6	59,0	144,0
MDBT-500-024	500	28,6	74,0	178,5
MDBT-1K0-024	1000	28,6	92,0	217,0

GENERAL INFORMATION**Product name : MEDIA BOTTLES**

Description : Made of PETG. Withstand temperatures from -80 °C up to +60 °C. Cap in HDPE. Fully transparent. Reduced permeability to CO₂ and O₂, molded graduations for precision, and free of DNase/RNase and pyrogens. Sterilized by irradiation with a SAL of 10⁻⁶ (ISO11137) and manufactured in a class 100,000 clean room environment, adhering to ISO13485 and ISO9001 quality management standards. Free sterilization certificate available on the website



DNAsa and RNAsa free



Sterile by beta radiation

TECHNICAL DATA

reference	capacity	pcs/pack
MDBT-125-024	125 ml	24
MDBT-250-024	250 ml	24
MDBT-500-024	500 ml	24
MDBT-1K0-024	1000 ml	24

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
MDBT-125-024	8,228	1,39	39269097	08434868107281
MDBT-250-024	3,64	0,45	39269097	08434868107243
MDBT-500-024	26,112	2,80	39269097	08434868107250
MDBT-1K0-024	64,5	5,61	39269097	08434868107267

PRODUCT PHOTO

MORE TECHNICAL DATA

Reference	Capacity (ml)	Bottle neck ID (mm)	Bottle width (mm)	Height with cap (mm)
MDBT-125-024	125	28,6	53,0	106,5
MDBT-250-024	250	28,6	59,0	144,0
MDBT-500-024	500	28,6	74,0	178,5
MDBT-1K0-024	1000	28,6	92,0	217,0

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACONS DE MILIEU DE CULTURE

Description : Fabriquées en PETG. Résistant aux températures de -80 °C jusqu'à +60 °C. Bouchon en HDPE. Transparent et avec une perméabilité réduite au CO₂ et à l'O₂. Graduations moulées pour une meilleure précision. Sans DNase, RNase et pyrogènes. Stérilisé par irradiation avec un SAL de 10⁻⁶ (ISO11137) et fabriqué en salle blanche de classe 100.000, conforme aux normes de qualité ISO13485 et ISO9001. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web



Certifié sans DNase et RNase



Stérilisé par irradiation beta

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	unités par ref.
MDBT-125-024	125 ml	24
MDBT-250-024	250 ml	24
MDBT-500-024	500 ml	24
MDBT-1K0-024	1000 ml	24

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
MDBT-125-024	8,228	1,39	39269097	08434868107281
MDBT-250-024	3,64	0,45	39269097	08434868107243
MDBT-500-024	26,112	2,80	39269097	08434868107250
MDBT-1K0-024	64,5	5,61	39269097	08434868107267

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

Reference	Capacity (ml)	Bottle neck ID (mm)	Bottle width (mm)	Height with cap (mm)
MDBT-125-024	125	28,6	53,0	106,5
MDBT-250-024	250	28,6	59,0	144,0
MDBT-500-024	500	28,6	74,0	178,5
MDBT-1K0-024	1000	28,6	92,0	217,0

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BOTTIGLIA PER TERRENI DI CULTURA

Descrizione : Realizzate in PETG. Resistenti a temperature da -80 °C a +60 °C. Tappo in HDPE. Trasparente, con permeabilità ridotta al CO₂ e all'O₂. Graduazioni stampate per una maggiore precisione. Priva di DNasi/RNasi e pirogeni. Sterilizzata per irradiazione con un SAL di 10⁻⁶ (ISO11137) e realizzata in una camera bianca di classe 100.000, conforme agli standard di qualità ISO13485 e ISO9001. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web



Certificati come prive di DNase e RNase



Sterile per radiazione beta

DATI TECNICI

referenza	capacità	unità per ref.
MDBT-125-024	125 ml	24
MDBT-250-024	250 ml	24
MDBT-500-024	500 ml	24
MDBT-1K0-024	1000 ml	24

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
MDBT-125-024	8,228	1,39	39269097	08434868107281
MDBT-250-024	3,64	0,45	39269097	08434868107243
MDBT-500-024	26,112	2,80	39269097	08434868107250
MDBT-1K0-024	64,5	5,61	39269097	08434868107267

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

Reference	Capacity (ml)	Bottle neck ID (mm)	Bottle width (mm)	Height with cap (mm)
MDBT-125-024	125	28,6	53,0	106,5
MDBT-250-024	250	28,6	59,0	144,0
MDBT-500-024	500	28,6	74,0	178,5
MDBT-1K0-024	1000	28,6	92,0	217,0

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : FLESSEN VOOR CULTUURMEDIA**

Beschrijving : Gemaakt van PETG. Bestand tegen temperaturen van -80 °C tot +60 °C. Dop van HDPE. Transparant, met verminderde doorlaatbaarheid voor CO₂ en O₂. Gegoten schaalverdeling voor precisie. DNase/RNase en pyrogeenvrij. Gesteriliseerd door bestraling met een SAL van 10⁻⁶ (ISO11137) en vervaardigd in een cleanroomomgeving van klasse 100.000, in overeenstemming met de kwaliteitsnormen ISO13485 en ISO9001. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website



Vrij van DNase en RNase



Gesteriliseerd door bètastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	stuks per ref.
MDBT-125-024	125 ml	24
MDBT-250-024	250 ml	24
MDBT-500-024	500 ml	24
MDBT-1K0-024	1000 ml	24

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
MDBT-125-024	8,228	1,39	39269097	08434868107281
MDBT-250-024	3,64	0,45	39269097	08434868107243
MDBT-500-024	26,112	2,80	39269097	08434868107250
MDBT-1K0-024	64,5	5,61	39269097	08434868107267

PRODUKTFOTO



ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Reference	Capacity (ml)	Bottle neck ID (mm)	Bottle width (mm)	Height with cap (mm)
MDBT-125-024	125	28,6	53,0	106,5
MDBT-250-024	250	28,6	59,0	144,0
MDBT-500-024	500	28,6	74,0	178,5
MDBT-1K0-024	1000	28,6	92,0	217,0

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : FLASCHEN FÜR KULTURMEDIEN

Beschreibung : Hergestellt aus PETG. Temperaturbeständigkeit von -80 °C bis +60 °C. HDPE-Verschluss. Transparent, mit reduzierter Durchlässigkeit für CO₂ und O₂. Eingeprägte Graduierung für mehr Präzision. DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Sterilisiert durch Bestrahlung mit einem SAL-Wert von 10⁻⁶ (ISO11137) und hergestellt in einem Reinraum der Klasse 100.000, der die Qualitätsstandards ISO13485 und ISO9001 erfüllt. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.



Zertifiziert DNase- und RNase-frei



Sterilisiert durch Betastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Stückzahl pro Artikel
MDBT-125-024	125 ml	24
MDBT-250-024	250 ml	24
MDBT-500-024	500 ml	24
MDBT-1K0-024	1000 ml	24

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MDBT-125-024	8,228	1,39	39269097	08434868107281
MDBT-250-024	3,64	0,45	39269097	08434868107243
MDBT-500-024	26,112	2,80	39269097	08434868107250
MDBT-1K0-024	64,5	5,61	39269097	08434868107267

PRODUKTFOTO



WEITERE TECHNISCHE DATEN

Reference	Capacity (ml)	Bottle neck ID (mm)	Bottle width (mm)	Height with cap (mm)
MDBT-125-024	125	28,6	53,0	106,5
MDBT-250-024	250	28,6	59,0	144,0
MDBT-500-024	500	28,6	74,0	178,5
MDBT-1K0-024	1000	28,6	92,0	217,0