

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : VISCOSÍMETRO DIGITAL, VD2M**

**Descripción :** Instrumento empleado para la medición de la viscosidad. Disponible con cuatro (VISC-2M0-001) o cinco rotores (VISC-2M1-001). Rango de medición entre 1 mPa-s (0,1 mPa-s con el rotor 0) y 2.000.000 mPa-s. Exactitud de  $\pm 5$  % (líquido newtoniano). Velocidad de 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 rpm. Sensor de temperatura incluido. Dimensiones exteriores (L x A x H): 370 x 325 x 280 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

**DATOS TÉCNICOS**

| referencia   | descripción                                                    | unidades por ref. |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| VISC-2M0-001 | viscosímetro, VD2M, con rotores 1 a 4                          | 1                 |
| VISC-2M1-001 | viscosímetro, VD2M, con rotores 0 a 4 (calibrado para rotor 0) | 1                 |
| VISC-A00-001 | rotor 0                                                        | 1                 |
| VISC-A01-001 | rotor 1                                                        | 1                 |
| VISC-A02-001 | rotor 2                                                        | 1                 |
| VISC-A03-001 | rotor 3                                                        | 1                 |
| VISC-A04-001 | rotor 4                                                        | 1                 |
| VISC-A05-001 | sensor de temperatura                                          | 1                 |

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| VISC-2M0-001 | 52,767    | 8,00 | 90160010 | 08434868109728 |
| VISC-2M1-001 | 52,767    | 8,00 | 90160010 | 08434868115170 |
| VISC-A00-001 | 0,5       | 0,10 | 90160010 | 08434868115026 |
| VISC-A01-001 | 0,5       | 0,10 | 90160010 | 08434868115033 |
| VISC-A02-001 | 0,5       | 0,10 | 90160010 | 08434868115040 |
| VISC-A03-001 | 0,5       | 0,10 | 90160010 | 08434868115057 |
| VISC-A04-001 | 0,5       | 0,10 | 90160010 | 08434868115064 |
| VISC-A05-001 | 0,5       | 0,10 | 90160010 | 08434868115071 |

## FOTO DEL PRODUCTO



**GENERAL INFORMATION****Product name : DIGITAL VISCOMETER, VD2M**

**Description :** Instrument used for measuring viscosity. Available with four (VISC-2M0-001) or five rotors (VISC-2M1-001). Measurement range between 1 mPa·s (0.1 mPa·s with rotor 0) and 2,000,000 mPa·s, accuracy of  $\pm 5\%$  (Newtonian liquid). Speed of 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 rpm. Temperature probe included. External dimensions (L x W x H): 370 x 325 x 280 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

**TECHNICAL DATA**

| reference    | description                                                   | pcs/pack |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| VISC-2M0-001 | viscometer, VD2M, with rotors 1 to 4                          | 1        |
| VISC-2M1-001 | viscometer, VD2M, with rotors 0 to 4 (calibrated for rotor 0) | 1        |
| VISC-A00-001 | rotor 0                                                       | 1        |
| VISC-A01-001 | rotor 1                                                       | 1        |
| VISC-A02-001 | rotor 2                                                       | 1        |
| VISC-A03-001 | rotor 3                                                       | 1        |
| VISC-A04-001 | rotor 4                                                       | 1        |
| VISC-A05-001 | temperature probe                                             | 1        |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| VISC-2M0-001 | 52,767    | 8,00 | 90160010 | 08434868109728 |
| VISC-2M1-001 | 52,767    | 8,00 | 90160010 | 08434868115170 |
| VISC-A00-001 | 0,5       | 0,10 | 90160010 | 08434868115026 |
| VISC-A01-001 | 0,5       | 0,10 | 90160010 | 08434868115033 |
| VISC-A02-001 | 0,5       | 0,10 | 90160010 | 08434868115040 |
| VISC-A03-001 | 0,5       | 0,10 | 90160010 | 08434868115057 |
| VISC-A04-001 | 0,5       | 0,10 | 90160010 | 08434868115064 |
| VISC-A05-001 | 0,5       | 0,10 | 90160010 | 08434868115071 |

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : VISCOSIMÈTRE NUMÉRIQUE, VD2M**

**Description :** Instrument utilisé pour la mesure de la viscosité. Disponible avec quatre (VISC-2M0-001) ou cinq rotors (VISC-2M1-001). Plage de mesure entre 1 mPa·s (0,1 mPa·s avec le rotor 0) et 2.000.000 mPa·s, précision de  $\pm 5\%$  (liquide newtonien). Vitesses de 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 rpm. Capteur de température inclus. Dimensions extérieures (L x l x H) : 370 x 325 x 280 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | description                                                         | unités par ref. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| VISC-2M0-001 | viscosimètre, VD2M, avec les rotors 1 à 4                           | 1               |
| VISC-2M1-001 | viscosimètre, VD2M, avec les rotors 0 à 4 (calibré pour le rotor 0) | 1               |
| VISC-A00-001 | rotor 0                                                             | 1               |
| VISC-A01-001 | rotor 1                                                             | 1               |
| VISC-A02-001 | rotor 2                                                             | 1               |
| VISC-A03-001 | rotor 3                                                             | 1               |
| VISC-A04-001 | rotor 4                                                             | 1               |
| VISC-A05-001 | capteur de température                                              | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm <sup>3</sup> ) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|------------------------|------|----------|----------------|
| VISC-2M0-001 | 52,767                 | 8,00 | 90160010 | 08434868109728 |
| VISC-2M1-001 | 52,767                 | 8,00 | 90160010 | 08434868115170 |
| VISC-A00-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115026 |
| VISC-A01-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115033 |
| VISC-A02-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115040 |
| VISC-A03-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115057 |
| VISC-A04-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115064 |
| VISC-A05-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115071 |



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : VISCOSIMETRO DIGITALE, VD2M**

**Descrizione** : Strumento impiegato per la misurazione della viscosità. Disponibile con quattro (VISC-2M0-001) o cinque rotori (VISC-2M1-001). Intervallo di misura tra 1 mPa·s (0,1 mPa·s con il rotore 0) e 2.000.000 mPa·s, accuratezza di  $\pm 5\%$  (fluido newtoniano). Velocità di 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 rpm. Sensore di temperatura incluso. Dimensioni esterne (L x P x A): 370 x 325 x 280 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

## DATI TECNICI

| referenza    | descrizione                                                              | unità per ref. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VISC-2M0-001 | viscosimetro, VD2M, con i rotori da 1 a 4                                | 1              |
| VISC-2M1-001 | viscosimetro, VD2M, con i rotori da 0 a 4<br>(calibrato per il rotore 0) | 1              |
| VISC-A00-001 | rotore 0                                                                 | 1              |
| VISC-A01-001 | rotore 1                                                                 | 1              |
| VISC-A02-001 | rotore 2                                                                 | 1              |
| VISC-A03-001 | rotore 3                                                                 | 1              |
| VISC-A04-001 | rotore 4                                                                 | 1              |
| VISC-A05-001 | sensore di temperatura                                                   | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm <sup>3</sup> ) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|------------------------|------|----------|----------------|
| VISC-2M0-001 | 52,767                 | 8,00 | 90160010 | 08434868109728 |
| VISC-2M1-001 | 52,767                 | 8,00 | 90160010 | 08434868115170 |
| VISC-A00-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115026 |
| VISC-A01-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115033 |
| VISC-A02-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115040 |
| VISC-A03-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115057 |
| VISC-A04-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115064 |
| VISC-A05-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115071 |

## FOTO DEL PRODOTTO





## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : DIGITALE VISCOMETER, VD2M**

**Beschrijving** : Instrument dat wordt gebruikt voor het meten van de viscositeit. Beschikbaar met vier (VISC-2M0-001) of vijf rotoren (VISC-2M1-001). Meetbereik van 1 mPa·s (0,1 mPa·s met rotor 0) tot 2.000.000 mPa·s, nauwkeurigheid  $\pm 5\%$  (Newtoniaanse vloeistof). Snelheden van 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 rpm. Inclusief temperatuursensor. Uitwendige afmetingen (L x B x H): 370 x 325 x 280 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | beschrijving                                                           | stuks per ref. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VISC-2M0-001 | viscosimeter, VD2M, met rotoren 1 tot 4                                | 1              |
| VISC-2M1-001 | viscosimeter, VD2M, met rotoren 0 tot 4<br>(gekalibreerd voor rotor 0) | 1              |
| VISC-A00-001 | rotor 0                                                                | 1              |
| VISC-A01-001 | rotor 1                                                                | 1              |
| VISC-A02-001 | rotor 2                                                                | 1              |
| VISC-A03-001 | rotor 3                                                                | 1              |
| VISC-A04-001 | rotor 4                                                                | 1              |
| VISC-A05-001 | temperatuursensor                                                      | 1              |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm <sup>3</sup> ) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|------------------------|------|----------|----------------|
| VISC-2M0-001 | 52,767                 | 8,00 | 90160010 | 08434868109728 |
| VISC-2M1-001 | 52,767                 | 8,00 | 90160010 | 08434868115170 |
| VISC-A00-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115026 |
| VISC-A01-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115033 |
| VISC-A02-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115040 |
| VISC-A03-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115057 |
| VISC-A04-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115064 |
| VISC-A05-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115071 |



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : VISKOSIMETER, DIGITAL, VD2M**

**Beschreibung** : Gerät zur Messung der Viskosität. Verfügbar mit vier (VISC-2M0-001) oder fünf Rotoren (VISC-2M1-001). Messbereich von 1 mPa·s (0,1 mPa·s mit Rotor 0) bis 2.000.000 mPa·s, Genauigkeit  $\pm 5\%$  (newtonsche Flüssigkeit). Geschwindigkeiten: 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 min<sup>-1</sup>. Temperatursensor inbegriffen. Abmessungen (L x B x H): 370 x 325 x 280 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Beschreibung                                                     | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VISC-2M0-001  | Viskosimeter, VD2M, mit Rotoren 1 bis 4                          | 1                     |
| VISC-2M1-001  | Viskosimeter, VD2M, mit Rotoren 0 bis 4 (kalibriert für Rotor 0) | 1                     |
| VISC-A00-001  | Rotor 0                                                          | 1                     |
| VISC-A01-001  | Rotor 1                                                          | 1                     |
| VISC-A02-001  | Rotor 2                                                          | 1                     |
| VISC-A03-001  | Rotor 3                                                          | 1                     |
| VISC-A04-001  | Rotor 4                                                          | 1                     |
| VISC-A05-001  | Temperatursensor                                                 | 1                     |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm <sup>3</sup> ) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|------------------------|------|----------|----------------|
| VISC-2M0-001 | 52,767                 | 8,00 | 90160010 | 08434868109728 |
| VISC-2M1-001 | 52,767                 | 8,00 | 90160010 | 08434868115170 |
| VISC-A00-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115026 |
| VISC-A01-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115033 |
| VISC-A02-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115040 |
| VISC-A03-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115057 |
| VISC-A04-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115064 |
| VISC-A05-001 | 0,5                    | 0,10 | 90160010 | 08434868115071 |

