

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TUBO DE CENTRÍFUGA GRADUADO DE PP, FONDO PLANO, 50 ml, **STANDARD LINE**

Descripción : Tubo de centrifuga de fondo plano que se mantiene en pie. Volumen de 50 ml y dimensiones de 30 x 107 mm. Presenta graduaciones impresas desde 5ml hasta 50 ml. Tapón de rosca a prueba de fugas, color verde. Los modelos estériles lo son por por EO. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



Esterilizable en autoclave a 121°



Esterilizado por Oxido de Etileno

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.
CTSF-050-025	50 ml	estéril	25

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSF-050-025	2,55	0,29	39269097	08434868111035

FOTO DEL PRODUCTO**MATERIAL****MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : CENTRIFUGE TUBE, PP, WITH GRADUATION, FLAT BOTTOM, 50 ml, *STANDARD LINE***Description :** Self-standing flat-bottom centrifuge tube. Volume: 50 ml; dimensions: 30 x 107 mm. Features printed graduations from 5 ml to 50 ml. Leak-proof screw cap, green. Sterile models are sterilised by EO. Free sterilization certificate available on the website

Autoclavability



Sterile by Ethylene Oxide

TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	pcs/pack
CTSF-050-025	50 ml	sterile	25

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSF-050-025	2,55	0,29	39269097	08434868111035

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : TUBE À CENTRIFUGER, GRADUÉ, EN PP, À FOND PLAT, 50ml, *STANDARD LINE*

Description : Tube de centrifugation à fond plat permettant une stabilité en position verticale. Volume de 50 ml et dimensions de 30 x 107 mm. Graduations imprimées de 5 ml à 50 ml. Bouchon à vis étanche et anti-fuite, de couleur verte. Les modèles stériles sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène (EO). Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web



Autoclavable



Stérilisé par oxyde d'éthylène

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	type	unités par ref.
CTSF-050-025	50 ml	stérile	25

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSF-050-025	2,55	0,29	39269097	08434868111035

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PROVETTA PER CENTRIFUGA GRADUATA IN PP, FONDO PIATO, 50 ml, STANDARD LINE

Descrizione : Provetta da centrifuga a fondo piatto autoportante. Volume da 50 ml e dimensioni 30 × 107 mm. Presenta graduazioni stampate da 5 ml a 50 ml. Tappo a vite a prova di perdite, colore verde. I modelli sterili sono sterilizzati con EO (ossido di etilene). Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web)



Autoclavabile



Sterile per ossido di etilene

DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	unità per ref.
CTSF-050-025	50 ml	sterile	25

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSF-050-025	2,55	0,29	39269097	08434868111035

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PLATBODEM CENTRIFUGEBUIS, PP

Beschrijving : Centrifugebuis met vlakke bodem die rechtop blijft staan. Inhoud: 50 ml; afmetingen: 30 x 107 mm. Voorzien van een schaalverdeling van 5 ml tot 50 ml. Lekvrije groene schroefdop. De steriele exemplaren zijn gesteriliseerd met EO. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website



Autoclaveerbaar



Ethyleenoxide gesteriliseerd

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	type	stuks per ref.
CTSF-050-025	50 ml	steriel	25

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSF-050-025	2,55	0,29	39269097	08434868111035

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ZENTRIFUGENRÖHRCHEN AUS PP, MIT FLACHEM BODEN

Beschreibung : Zentrifugenröhrchen mit flachem Boden aus Polypropylen (PP), selbstehend. Volumen 50 ml, Abmessungen 30 x 107 mm. Mit aufgedruckter Graduierung von 5 bis 50 ml. Ausgestattet mit einem auslaufsicheren Schraubverschluss in grüner Farbe. Die sterilen Ausführungen sind mit Ethylenoxid Sterilisiert (EO). Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.



Autoklavierbar



Sterilisiert durch Ethylenoxid

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Typ	Stückzahl pro Artikel
CTSF-050-025	50 ml	steril	25

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSF-050-025	2,55	0,29	39269097	08434868111035

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.