

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : FRASCO CUENTAGOTAS, VIDRIO**Descripción :** Fabricado en vidrio sodocálcico. Con cuello esmerilado, tapón de PP y tetina de PVC

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	Ø (mm)	h (mm)	unidades por ref.
DBBG-030-012	30 ml	transparente	39	124,4	12
DBBG-A30-012	30 ml	ámbar	39	124,4	12

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DBBG-030-012	0,0032	0,80	70172000	08434868111240
DBBG-A30-012	0,0032	0,80	70172000	08434868111257

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : DROP DISPENSING BOTTLE, GLASS**Description :** Made of Soda-lime glass. With ground-in frosted neck and PP stopper and PVC teat

TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	Ø (mm)	h (mm)	pcs/pack
DBBG-030-012	30 ml	transparent	39	124,4	12
DBBG-A30-012	30 ml	amber	39	124,4	12

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DBBG-030-012	0,0032	0,80	70172000	08434868111240
DBBG-A30-012	0,0032	0,80	70172000	08434868111257

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACON COMPTE-GOUTTES EN VERRE**Description :** Fabriqué en verre sodocalcique. Avec col rodé, bouchon en PP et une tétine en PVC

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	type	Ø (mm)	h (mm)	unités par ref.
DBBG-030-012	30 ml	transparent	39	124,4	12
DBBG-A30-012	30 ml	ambré	39	124,4	12

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DBBG-030-012	0,0032	0,80	70172000	08434868111240
DBBG-A30-012	0,0032	0,80	70172000	08434868111257

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO**Descrizione :** Realizzato in vetro sodocalcico. Con collo smerigliato, tappo in PP e tettarella in PVC

DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	Ø (mm)	h (mm)	unità per ref.
DBBG-030-012	30 ml	trasparente	39	124,4	12
DBBG-A30-012	30 ml	ambrato	39	124,4	12

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DBBG-030-012	0,0032	0,80	70172000	08434868111240
DBBG-A30-012	0,0032	0,80	70172000	08434868111257

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : DRUPPELFLESJE, GLAS****Beschrijving :** Gemaakt van natronkalkglas. Met geslepen hals, PP-dop en PVC pipet**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	capaciteit	type	Ø (mm)	h (mm)	stuks per ref.
DBBG-030-012	30 ml	transparant	39	124,4	12
DBBG-A30-012	30 ml	amberkleurig	39	124,4	12

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DBBG-030-012	0,0032	0,80	70172000	08434868111240
DBBG-A30-012	0,0032	0,80	70172000	08434868111257

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TROPFFLASCHE AUS GLAS**Beschreibung :** Aus Kalknatronglas. Hals mit Normschliff, PP-Verschluss und PVC-Pipette.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Typ	Ø (mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
DBBG-030-012	30 ml	transparent	39	124,4	12
DBBG-A30-012	30 ml	Braunglas	39	124,4	12

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DBBG-030-012	0,0032	0,80	70172000	08434868111240
DBBG-A30-012	0,0032	0,80	70172000	08434868111257

PRODUKTFOTO

