

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : FUENTE DE ILUMINACIÓN CON FIBRA ÓPTICA**

Descripción : Sistema de iluminación LED dual de fibra óptica para microscopía, ideal para iluminar muestras sin generar calor, con dos brazos flexibles de 590 mm que permiten orientar la luz de forma precisa. Equipado con dos lámparas LED de 3 W (6 W en total), ofrece intensidad ajustable de 0 a 100 % y una temperatura de color de 6400 K (blanco frío), lo que garantiza una iluminación uniforme, intensa y sin sombras. Cuenta con 60 LED de larga vida útil (hasta 100.000 h), carcasa metálica robusta y alimentación universal (85–256 V / 50–60 Hz). Dimensiones: 140 x 106 x 70 mm. Color: negro. Incluye fusible de 1 A / 250 V. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MPAC-046-001	fuentes de iluminación con fibra óptica	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MPAC-046-001	3	0,50	90119090	08434868112445

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : OPTICAL FIBRE ILLUMINATION SYSTEM**

Description : Dual fiber optic LED lighting system for microscopy, ideal for illuminating samples without generating heat. It features two flexible arms of 590 mm that allow precise light direction. Equipped with two 3 W LED lamps (6 W total), it offers adjustable intensity from 0 to 100% and a color temperature of 6400 K (cool white), ensuring uniform, intense, and shadow-free illumination. Includes 60 long-life LEDs (up to 100,000 h), a robust metal housing, and universal power supply (85–256 V / 50–60 Hz). Dimensions: 140 x 106 x 70 mm. Color: black. Includes 1 A / 250 V fuse. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MPAC-046-001	optical fibre illumination system	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MPAC-046-001	3	0,50	90119090	08434868112445

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : SOURCE D'ÉCLAIRAGE À FIBRE OPTIQUE

Description : Système d'éclairage LED à double fibre optique pour la microscopie, idéal pour éclairer les échantillons sans générer de chaleur. Il dispose de deux bras flexibles de 590 mm permettant d'orienter la lumière avec précision. Équipé de deux lampes LED de 3 W (6 W au total), il offre une intensité réglable de 0 à 100 % et une température de couleur de 6400 K (blanc froid), garantissant un éclairage uniforme, intense et sans ombre. Comprend 60 LED longue durée (jusqu'à 100 000 h), un boîtier métallique robuste et une alimentation universelle (85-256 V / 50-60 Hz). Dimensions : 140 x 106 x 70 mm. Couleur : noir. Fusible 1 A / 250 V inclus. Garantie de 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MPAC-046-001	source d'éclairage à fibre optique	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MPAC-046-001	3	0,50	90119090	08434868112445

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : FONTE DI LUCE A FIBRA OTTICA

Descrizione : Sistema di illuminazione LED a doppia fibra ottica per microscopia, ideale per illuminare i campioni senza generare calore. Dispone di due bracci flessibili da 590 mm che permettono di orientare la luce con precisione. Dotato di due lampade LED da 3 W (6 W totali), offre intensità regolabile dallo 0 al 100% e una temperatura di colore di 6400 K (bianco freddo), garantendo un'illuminazione uniforme, intensa e senza ombre. Include 60 LED a lunga durata (fino a 100.000 h), un robusto involucro in metallo e alimentazione universale (85-256 V / 50-60 Hz). Dimensioni: 140 x 106 x 70 mm. Colore: nero. Fusibile da 1 A / 250 V incluso. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MPAC-046-001	fonte di luce a fibra ottica	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MPAC-046-001	3	0,50	90119090	08434868112445

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : LICHTBRON MET GLASVEZEL**

Beschrijving : Dubbel LED-verlichtingssysteem met glasvezel voor microscopie, ideaal voor het verlichten van monsters zonder warmteontwikkeling. Voorzien van twee flexibele armen van 590 mm waarmee het licht nauwkeurig kan worden gericht. Uitgerust met twee LED-lampen van 3 W (totaal 6 W), met instelbare lichtintensiteit van 0 tot 100% en een kleurtemperatuur van 6400 K (koel wit), voor een gelijkmatige, krachtige en schaduwvrije verlichting. Bevat 60 LED's met een lange levensduur (tot 100.000 uur), een robuuste metalen behuizing en universele voeding (85-256 V / 50-60 Hz). Afmetingen: 140 x 106 x 70 mm. Kleur: zwart. Inclusief 1 A / 250 V zekering. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MPAC-046-001	lichtbron met glasvezel	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MPAC-046-001	3	0,50	90119090	08434868112445

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : LICHTQUELLE MIT GLASFASER

Beschreibung : Duales LED-Beleuchtungssystem mit Glasfaser für die Mikroskopie, ideal zur Ausleuchtung von Proben ohne Wärmeentwicklung. Ausgestattet mit zwei flexiblen Armen von 590 mm Länge, die eine präzise Lichtausrichtung ermöglichen. Zwei 3-W-LED-Lampen (insgesamt 6 W) bieten eine einstellbare Lichtintensität von 0 bis 100 % und eine Farbtemperatur von 6400 K (kaltweiß), was für eine gleichmäßige, intensive und schattenfreie Ausleuchtung sorgt. Enthält 60 langlebige LEDs (bis zu 100.000 h), ein robustes Metallgehäuse und eine universelle Stromversorgung (85 - 256 V / 50 - 60 Hz). Abmessungen: 140 x 106 x 70 mm. Farbe: Schwarz. Inklusive 1 A / 250 V Sicherung. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MPAC-046-001	Lichtquelle mit Glasfaser	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MPAC-046-001	3	0,50	90119090	08434868112445

PRODUKTFOTO

