



Mesa doble altura

Las mesas doble altura están diseñadas y fabricadas para albergar como estufas, hornos e incubadoras, entre otros equipos de laboratorio. Posibilidad en dos o tres niveles de altura, aprovechando al máximo el espacio disponible.

COLORES ESTÁNDAR



Blanco
RAL 9010



Gris claro
RAL 7035

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada acero galvanizado de sección cuadrada 40/40mm
- Pintura poliéster-epoxy
- Nivelador plástico con husillo de acero
- 3 niveles (opcional)

GARANTÍA

5 años a partir de la puesta en marcha sobre defectos en materiales y fabricación

NORMATIVA

Según **EN-13150**
Mesas de laboratorio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho (A):	750 ~ 1500mm
Profundidad (P):	750 ~ 900mm
Altura (H):	1300mm
*Altura (H'):	500mm
Espesor estructura:	2 mm
Espesor pintura:	60-90 µm
Capacidad de carga:	350 Kg/ml
Diseño:	Para equipos como estufas, hornos e incubadoras

*Estándar para 2 niveles