

Módulos fregadero

Módulos fregadero, con amplia gama de medidas y formas, adaptables a sus necesidades. Disponible en diferentes materiales y acabados, niveladores integrados para resolver posibles problemas de desnivel.

COLORES ESTÁNDAR



Blanco
RAL 9010



Gris claro
RAL 7035

GARANTÍA

5 años a partir de la puesta en marcha sobre defectos en materiales y fabricación

CARACTERÍSTICAS

Fregaderos y pozas fabricados en:

- Polipropileno
- Gres
- Acero inoxidable calidad AISI-304

Módulos inferiores fabricados en:

- Tablero aglomerado con acabado melamínico de 19 mm de espesor con borde canteado en ABS de 1 mm
- Acero laminado en frío galvanizado acabado epoxi-poliéster de 1 mm de espesor
- Acero inoxidable calidad AISI-304 de 1 mm de espesor
- Bisagras de ángulo de apertura de 270°
- Tiradores tipo asa en aluminio
- Niveladores integrados

ACESSORIOS


- Lavaojos
- Grifo mezclador, agua pura, gerantológico, etc.
- Petos antisalpicaduras
- Cubo de residuos

Módulos fregadero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho (A):	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800mm
Profundidad (P):	600 / 750 / 900mm
Altura (H):	900mm
Altura (H'):	250mm

FREGADEROS COMPLETOS



POZA PARA ENCASTRAR

